

ABENA®

# Produktumstellung März/April 2019

SprayOffN >>> ABENA-Viruguard



# Produktvergleich



Merkmal	Viruguard (DEP601077)	SprayOffN (DEP50824)
<b>Produkteigenschaften</b>		
Gebrauchsfertig	✓	✓
aldehydfrei	✓	✓
Bakterizid	✓	✓
Levurozid	✓	✓
Tuberkulozid	✓	✓
Mykobakterizid	✓	✓
Wirks. gegen behüllte Vieren (BVDV, HCV, Vaccinia, HBV/HIV)	✓	✓
Viruzid (Polio, Adeno, SV40, Noro)	✓	✓
MRSA Wirksam	✓	✓
Rückstandsfrei	✓	✓
VAH gelistet	✓	✓
IHO gelistet	✓	✓
für alkoholbeständige Oberflächen	✓	✓
angenehmer Geruch	✓	✓
<b>Wirksamkeiten</b>		
Bakterizid, levurozid	1 Min. (inkl. 4-Feldertest)	15 sec.
Bakterizid, levurozid ohne Mechanik	2 Min.	k.A.
Mykobakterizid ohne Mechanik	5 Min.	k.A.
Fungizid	5 Min. inkl. A. brasiliensis (EN13727)	30 sec.
Tbc (M.-Terraе)	30 sec.	30 sec.
MRSA	30 sec.	1 Min.
BVDV / HCV	1 Min (mit 10% FKS)	30 sec.
M. Avuim	30 sec.	1 Min.
Vaccinia	k. A.	30 sec.
Norovieren	5 Min.	3 Min.
Polio	5 Min.	15 Min.
Adeno	5 Min.	15 Min.
SV 40	1 Min. (mit 10%FKS)	1 Min.
HBV / HIV	1 Min (mit 10% FKS)	1 Min.
Haltbarkeit nach Anbruch	12 Monate	k.A.
Zusammensetzung in 100ml	63,5g – Ethanol 0,05g Didecyldimethylammoniumchlorid; sonst.: Duftstoffe, nicht ionische Tenside, Hilfsstoffe	30g – 1-Propanol 15g – 2-Propanol 10g Ethanol 0,05g Didecylmethylammoniumpropionat 0,02g Alkylaminguanidindiacetat; sonst.: Duftstoffe, Nichtionische Tenside
Lieferformen	1 l, 5l, 10l	
Applikationshilfen	Pumpspender, Kanisterhahn, Kanisterschlüssel, Sprühkopf	